

# CCMA-2DAR

## 适用于 MCC-1000MD 的 2D 摄像机适配器



### 简介

该选配适配器专为手术室、检查室和类似临床环境而设计，可将兼容的医疗相机（如 Sony MCC-1000MD）连接到手术显微镜上。这使得您能够在诸如脑外科手术和眼科手术的过程期间采集和记录 2D 视频图像。

CCMA-2DAR 兼容多种广泛使用的手术显微镜。出色的成像性能还可兼容多种 4K 摄像机。

光圈环便于轻松手动调节光圈。可以在适配器本身上手动调节焦距，也可以使用附带的有线遥控器进行调节。

### 规格

#### 一般信息

镜头接口	C 型接口
焦距	40 mm
光圈孔径 (F 系数)	2.8 至 8
电源要求	3 V DC (两种规格的电池, R6 和 LR6)
功耗	0.03 W (电机: 无载荷电流 × 额定电压)

操作温度	0 °C 至 40 °C (32 °F 至 104 °F)
工作湿度	20% 至 80% (无冷凝)
工作压力	700 hPa 至 1060 hPa
储存和运输温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
储存和运输湿度	20% 至 80% (无冷凝)
储存和运输压力	700 hPa 至 1060 hPa
外部尺寸 (主机)	70 mm × 34 mm × 74.5 mm (2 7/8 英寸 × 1 3/8 英寸 × 3 英寸) (不包括凸出部分)
外部尺寸 (控制器)	69 mm × 28 mm × 115 mm (2 3/4 英寸 × 1 1/8 英寸 × 4 5/8 英寸) (不包括电线)
外部尺寸 (电线)	ø5.9 mm × 4 m (ø1/4 英寸 × 13.1 英尺)
重量 (仅主机)	430 g (15.2 oz)
重量 (控制器)	250 g (8.8 oz) (不含电池)
配件	M38 适配器附件 (1) 摄像机连接器盖 (1) 显微镜连接器盖 (1) 使用说明 (1) 保修 (1) 服务联系人列表 (1)

## 相关产品



## **MCC- 1000MD**

分体式全高清手术视频  
摄像机

## 图库

